

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fam3D (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Bq1

Número do item: CM0022955

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra FAM3D (EF7/OIT1) humano para Western blot, imunohistoquímica, imunofluorescência e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Peso molecular previsto de 25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FAM3D pAb de Coelho
Observações/Apelidos	EF7; OIT1; FAM3D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131177
ID do Gene	131177
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96BQ1
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo