


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fbp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09467

Número do item: CM0006652



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-FBP1 de alta especificidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a enzima limitante da velocidade da gliconeogênese, a frutose-1,6-bisfosfatase 1 (P09467).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FBP1 Rabbit mAb
Observações/Alias	FBP; FBP1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2203
ID do gene	2203
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FBP1 humana (P09467).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P09467
Peso da proteína	37 kDa
Transporte	Bolsa de gelo