


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09467

Número do item: CM0029328



introdução

FBP1 Rabbit pAb (P09467) é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra um peptídeo sintético de FBP1 humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA, e apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre gliconeogênese e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FBP; FBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2203
GeneID	2203
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da FBP1 humana (NP_000498.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09467
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo