


Anticorpo Policlonais Anti-Fbp2 Para Wb, Elisa - 000757

Número do item: CM0013855



introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho contra FBP2 (Isoenzima 2 da Frutose-1,6-bisfosfatase). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para investigar a síntese de glicogênio a partir de lactato no músculo esquelético e vias metabólicas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBP2 pAb de Coelho
Observações/Alias	CORLK; FBP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8789
ID do Gene	8789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 da FBP2 humana (NP_003828.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000757
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo