


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fbxo22 Para Wb, Elisa - Q8Nez5

Número do item: CM0025459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para FBXO22 humano (FBX22, FISTC1). Validado para aplicações de Western blot e ELISA; detecta uma banda de 45kDa. Ideal para pesquisa de vias de ubiquitina e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FBXO22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FBX22; FISTC1; FBXO22
Espécie	Humano
GeneID (humano)	26263
GeneID	26263
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-403 de FBXO22 humano (NP_671717.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NEZ5
Peso Proteico	45kDa
Remessa	Bolsa de Gelo