

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fdps Para Wb, Elisa - P14324

Número do item: CM0027968



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra FDPS (FPPS), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a farnesil pirofosfato sintase, uma enzima chave na biossíntese de isoprenóides. Indicado para pesquisas sobre câncer, metabolismo e sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FPS/FDPS Rabbit pAb
Observações/Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2224
ID do Gene	2224
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-419 da FPS/FDPS humana (NP_001995.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14324
Peso da Proteína	48 kDa
Transporte	Saco de gelo