

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fdx1/Adx Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10109

Número do item: CM0003531



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a FDX1/ADX humano (P10109), essencial para a síntese de hormônios esteroides. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FDX1/ADX Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2230
GeneID	2230
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FDX1/ADX humana (P10109).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10109
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo