


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fen-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P39748

Número do item: CM0004600



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho FEN-1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos de FEN-1 em Humano e Rato. FEN-1 é uma enzima nucleásica chave na replicação e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FEN-1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MF1; RAD2; FEN-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2237
ID do Gene	2237
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do FEN-1 humano (P39748).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P39748
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo