

Anticorpo Policlonal Anti-Fgf1 Para If/Icc, Elisa - P05230

Número do item: CM0016384



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-FGF1 de Coelho validado para IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Rato. Investiga o papel do FGF1 na sobrevivência celular, angiogênese e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF1 Coelho pAb
Observações/Apelido	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alfa; FGF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2246
GeneID	2246
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P05230
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo