


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fgf4 Para Wb E Elisa - P08620

Número do item: CM0016148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o fator de crescimento de fibroblastos 4 (FGF4) humano. Validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento embrionário, diferenciação celular e fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FGF4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
Espécie	Humano
ID do Gene	2249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-206 do FGF4 humano (NP_001998.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P08620
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo