

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Alfa Do Fibrinogênio (Fga) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Número do item: CM0002407

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a cadeia alfa do fibrinogênio humano (FGA). Validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para estudos de hemostasia, trombose e coagulação sanguínea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cadeia alfa do Fibrinogênio (FGA) mAb de Coelho
Observações/Apelido	Fib2; Cadeia alfa do Fibrinogênio (FGA)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2243
ID do Gene	2243
Imunôgênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 da cadeia alfa do fibrinogênio humano (FGA) (P02671)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P02671
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo