

Anticorpo Policlonal Anti-Fibronectina Para Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Número do item: CM0014537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Fibronectina humana para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato; projetado para pesquisa em adesão celular, motilidade e biologia da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fibronectina Coelho pAb
Observações/Apelido	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2335
GeneID	2335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2169-2355 da Fibronectina humana (NP_002017.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02751
Peso Proteico	272kDa
Envio	Saco de gelo