

Anticorpo Monoclonal Anti-Fkbp10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Número do item: CM0006511

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FKBP10 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece a FKBP10 humana, uma PPIase residente no RE de 64 kDa envolvida no dobramento de proteínas e associada à osteogênese imperfeita. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP10 Rabbit mAb
Observações/Alias	FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; Proteína de ligação a FK506 10
Espécie	Humana
GeneID	60681
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-582 da FKBP10 humana (NP_068758.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96AY3
Peso Proteico	39 kDa/64 kDa
Envio	Bolsa de gelo