

Anti-Fkbp10 Coelho Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Número do item: CM0011652

introdução

O FKBP10 Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal recombinante de coelho que detecta FKBP10 humano, de rato e de camundongo. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, é ideal para estudar o dobramento de proteínas, a biossíntese de colágeno e o desenvolvimento ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FKBP10 Rabbit PolymAb®
Observações/Apêndices	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60681
GeneID	60681
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96AY3
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo