

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-FLI1 Para Wb, Ip, Elisa - Q01543

Número do item: CM0029524



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra FLI1 humano (EWSR2, FLI-1), validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reconhece FLI1 em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLI1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2313
ID do Gene	2313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do FLI1 humano (NP_002008.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q01543
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo