


Anticorpo Monoclonal Anti-Flotilina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Número do item: CM0011710



introdução

mAb de coelho contra Flotilina 1 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta FLOT1 humano, de camundongo e de rato, uma proteína estrutural das cavéolas e das jangadas de membrana. Recomendado para estudos de localização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Flotilina 1
Observações/Apelido	FLOT1; flotilina-1; Flotilina 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10211
GeneID	10211
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 328-427 da Flotilina 1 humana (075955).)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	075955
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo