

Anticorpo Monoclonal Anti-Foxp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H334

Número do item: CM0006847



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FOXP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com FOXP1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de regulação da transcrição, desenvolvimento de células B e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra FOXP1
Observações/Al aliases	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Espécie	Humana
GeneID	27086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-677 de FOXP1 humano (NP_116071.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H334
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Bolsa de gelo