

Anticorpo Policlonal Anti-Foxs1 Para Wb, Elisa - O43638

Número do item: CM0012861

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FOXS1 para WB e ELISA. Validado em humano e rato. FOXS1 é um repressor transcricional envolvido na organização da vasculatura testicular. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FKHL18; FREAC10; FOXS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2307
GeneID	2307
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-330 do FOXS1 humano (NP_004109.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43638
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de Gelo