

Anticorpo Policlonal Anti-Fstl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Mzw2

Número do item: CM0020537

introdução

FSTL4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta FSTL4 humano, de camundongo e de rato, uma proteína secretada da família da folistatina. Ideal para estudos de sinalização extracelular e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FSTL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FSTL4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23105
GeneID	23105
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-250 da FSTL4 humana (NP_055897.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q6MZW2
Peso da proteína	93 kDa
Envio	Bolsa de gelo