

Anticorpos Policlonais De Coelho Anti-Fus Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35637

Número do item: CM0018980



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FUS validado para WB, IHC-P, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Apoia pesquisas sobre a proteína de ligação ao RNA FUS em doenças neurodegenerativas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUS pAb Coelho
Observações/Apelido	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; FUS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2521
ID do Gene	2521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 297-526 do FUS humano (NP_004951.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35637
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo