


Anticorpo Policlonal Anti-Fut8 Para Wb, Elisa - Q9Byc5

Número do item: CM0015023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FUT8 humano (alfa-1,6-fucosiltransferase). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para glicobiologia, pesquisa de IgG e estudos de CDG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FUT8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDGF, CDGF1, FUT8
Espécie	Humano
ID do Gene	2530 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 376-575 do FUT8 humano (NP_835367.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BYC5
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo