


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Fxr1 Para Wb E Elisa - P51114

Número do item: CM0029943



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra FXR1 humano, adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para investigar a regulação da tradução de mRNA, neurogênese e desenvolvimento muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FXR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8087
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 da FXR1 humana (NP_005078.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51114
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo