


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gab1 Para Wb, Elisa - Q13480

Número do item: CM0007239



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GAB1 humano, validado para western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa sobre sinalização de receptores de fatores de crescimento e estudos da via MET/HGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DFNB26; GAB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 594-694 do GAB1 humano. (NP_002030.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13480
Peso Proteico	76 kDa/80 kDa
Envio	Saco de gelo