


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gab1 Para Wb E Elisa - Q13480

Número do item: CM0026237



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GAB1 humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a proteína de ligação associada ao GRB2 1 em cascatas de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DFNB26; GAB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2549
GeneID	2549
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 594-694 do GAB1 humano (NP_002030.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13480
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo