


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gaba A Receptor Beta 2 (Gabrb2) Para Wb, Elisa - P47870

Número do item: CM0021808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente o GABA A Receptor beta 2 (GABRB2). Adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Uma ferramenta valiosa para pesquisa em neurotransmissão inibitória e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Rabbit pAb
Observações/Alias	DEE92; ICEE2; GABA A Receptor beta 2 (GABRB2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2561
ID do Gene	2561
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 26-244 da GABRB2 humana (NP_000804.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P47870
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo