

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gaba Transaminase (Abat) Para Wb, If-P, Elisa - P80404

Número do item: CM0030592

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GABA transaminase (ABAT) humana. Validado para WB, IF-P e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de GABA e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABA transaminase (ABAT) Coelho pAb
Observações/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminase (ABAT)
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	18
GeneID	18
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P80404
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo