

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gabarapl2 Para Wb, Elisa - P60520

Número do item: CM0010528



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao GABARAPL2 humano (GATE-16). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. 14 kDa, imunógeno aa 38-117. Adequado para estudos de autofagia e transporte intra-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABARAPL2 Anticorpo mAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG8, GEF2, ATG8C, GEF-2, GATE16, GATE-16, FLC3A, GABARAPL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11345
GeneID	11345
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 38-117 do GABARAPL2 humano (P60520).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P60520
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo