

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabpa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06546

Número do item: CM0027767

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GABPA humano (proteína de ligação a GA, cadeia alfa), validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Somente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GABPA
Observações/Apelido	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2551
ID do Gene	2551
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do GABPA humano (NP_002031.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06546
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo