


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gabrr1 Para Wb E Elisa - P24046

Número do item: CM0026692



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GABRR1 validado para WB e ELISA. Reconhece GABRR1 (subunidade rho-1 do receptor GABA) humano, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de neurotransmissão retiniana e cerebelar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GABRR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GABRR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2569
GeneID	2569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 365-465 da GABRR1 humana (NP_002033.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24046
Peso Molecular da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo