


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gad65/Gad2 Para Wb, If-P, Elisa - Q05329

Número do item: CM0015687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GAD65/GAD2 humano, uma enzima sintetizadora de GABA. Validado para WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de neurociência e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAD65/GAD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GAD65; GAD65/GAD2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-585 de GAD65/GAD2 humano (NP_001127838.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05329
Peso da Proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo