

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gata3 Para Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

Número do item: CM0002850



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a GATA3, validado para WB, IP, ELISA, ChIP e ChIP-seq em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de diferenciação Th2 e reprogramação de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA3 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	HDR; HDRS; GATA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2625
GeneID	2625
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do GATA3 humano (P23771).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23771
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo