


Anticorpo Policlonal Anti-Gbp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32456

Número do item: CM0016871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GBP2 humano, adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo, reconhecendo uma proteína de 67 kDa. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GBP2 pAb de coelho
Observações/Apelido	GBP2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2634
ID do gene	2634
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P32456
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo