


Anticorpo Policlonal Anti-Gc1Q R/C1Qbp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07021

Número do item: CM0020813



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra GC1q R/C1QBP humano (p32, HABP1, gC1qR). Validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos do sistema complemento, da função mitocondrial e das interações entre hospedeiro e patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GC1q R/C1QBP Rabbit pAb
Observações/alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	708
GeneID	708
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 74-282 da GC1q R/C1QBP humana (NP_001203.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q07021
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo