


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gcn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Número do item: CM0026279



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra GCN2 (EIF2AK4) humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. GCN2 é uma quinase sensora de estresse que fosforila eIF-2 α , regulando a tradução durante a privação de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	GCN2; PVOD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	440275
GeneID	440275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de GCN2 humano (NP_001013725.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2K8
Peso Molecular da Proteína	187kDa
Envio	Bolsa de gelo