

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gcnt3 Para Wb E Elisa - 095395

Número do item: CM0015864

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GCNT3 humano, uma enzima de ramificação de O-glicanos do tipo mucina nos núcleos 2/4. Validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas em glicobiologia e biossíntese de mucinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra GCNT3
Observações/Alíás	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9245
ID do Gene	9245
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-180 de GCNT3 humano (NP_004742.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095395
Peso da Proteína	51 kDa
Transporte	Bolsa de gelo