


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gdf-8/Miostatina Para Wb E Elisa - O14793

Número do item: CM0005733



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o GDF-8/Miostatina humano (O14793), validado para Western blot (WB) e ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de crescimento muscular esquelético e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDF-8/Miostatina mAb de Coelho
Observações/Apseudônimo	GDF8; MSLHP; GDF-8/Miostatina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2660
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-375 do GDF-8/Miostatina humano (NP_005250.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14793
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo