

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gfpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06210

Número do item: CM0002584



introdução

GFPT1 Rabbit mAb validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece GFPT1 humano, de camundongo e rato (~79 kDa). Essencial para estudos da via das hexosaminas e glicosilação. Detecta uma enzima chave na síntese de UDP-GlcNAc.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFPT1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2673
ID do Gene	2673
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-699 da GFPT1 humana (Q06210)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06210
Peso da Proteína	79 kDa
Envio	Bolsa de gelo