

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gfpt1 (Wb, Elisa) - Q06210

Número do item: CM0025375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GFPT1, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. Tem como alvo a enzima da via das hexosaminas com um peso molecular de 79kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFPT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2673
ID do Gene	2673
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do GFPT1 humano (NP_002047.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06210
Peso da Proteína	79kDa
Transporte	Em saco de gelo