

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ggt5 Para Wb E Elisa - P36269

Número do item: CM0016593

introdução

Validado para WB e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho detecta GGT5 humana e de camundongo, com um imunógeno correspondente aos aminoácidos 388-587. Adequado para estudos do metabolismo da glutatona e da inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GGT5
Observações/Apelidos	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2687
GeneID	2687
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 388-587 da GGT5 humana (NP_001093251.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P36269
Peso da Proteína	62 kDa
Transporte	Bolsa de gelo