


Anticorpo Monoclonal Anti- γ -Catenina Para Wb, Elisa - P14923

Número do item: CM0006009



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a γ -Catenina (JUP). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de adesão celular e complexos juncionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	γ -Catenina Coelho mAb
Observações/Alias	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DP111; γ -Catenina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-115 da γ -Catenina humana (P14923)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14923
Peso da Proteína	82kDa
Transporte	Bolsa de gelo