


Anticorpo Policlonal Anti-Ghrh Para Wb, If/Icc, Elisa - P01286

Número do item: CM0028920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GHRH validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com GHRH (somatoliberina) humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de secreção do hormônio do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GHRH Rabbit pAb
Observações/Apelido	GRF; INN; GHRF; GHRH
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2691
ID do Gene	2691
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GHRH humano (NP_066567.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01286
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo