


Anticorpo Policlonal Anti-Glp1R Para Wb E Elisa - P43220

Número do item: CM0017491



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o GLP1R humano (receptor de GLP-1). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e rato. Adequado para pesquisas sobre diabetes, obesidade e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GLP1R pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Espécie	Humano
ID do Gene	2740 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-116 do GLP1R humano (NP_002053.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P43220
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo