


Anticorpo Monoclonal Anti-Glp2R Para Wb E Elisa - 095838

Número do item: CM0003188



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao GLP2R (receptor do peptídeo semelhante ao glucagon 2) humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização por GPCR e metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLP2R mAb de coelho
Observações/Apelido	GLP2R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9340
ID do Gene	9340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-553 do GLP2R humano (NP_004237.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95838
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo