


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glucagon Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número do item: CM0003646



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa a pró-glucagona humana (Glucagon, GLP-1, GLP-2). Validado para IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre diabetes e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glucagon Rabbit mAb
Observações/Apelido	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2641
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Glucagon humana (NP_002045.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01275
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo