


Anticorpo Policlonal Anti-GLUD1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00367

Número do item: CM0028247



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GLUD1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Adequado para estudos sobre desidrogenase de glutamato, metabolismo mitocondrial e homeostase da insulina em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLUD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2746
ID do Gene	2746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 54-242 do GLUD1 humano (NP_005262.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00367
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo