


Anti-Glut1/Slc2A1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para If, Ihc-P, Elisa - P11166

Número do item: CM0003197



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra o GLUT1/SLC2A1 humano (Transportador de glicose tipo 1). Validado para IF, IHC-P e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da glicose, barreira hematoencefálica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GLUT1/SLC2A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6513
GeneID	6513
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11166
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo