


## Anticorpo Policlonais Anti-Glutamina Sintetase (Glul) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Número do item: CM0026682



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Glutamina Sintetase humana (GLUL), validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Indicado para estudos de metabolismo da glutamina, desintoxicação de amônia e angiogênese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Glutamina Sintetase (GLUL) pAb de coelho                                                                                                                             |
| Observações/Apelidos | GS; GLNS; PIG43; PIG59; L                                                                                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)      | 2752                                                                                                                                                                 |
| GeneID               | 2752                                                                                                                                                                 |
| Imunógeno            | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-373 da Glutamina Sintetase humana (GLUL) (NP_002056.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                                               |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                               |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                                             |
| SWISS                | P15104                                                                                                                                                               |
| Peso da Proteína     | 42kDa                                                                                                                                                                |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                                                                        |