

Anticorpo Policlonal Anti-Gmps Para Wb, Ip, Elisa - P49915

Número do item: CM0030795



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GMPS humano (sintase de GMP). Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 394-693 do GMPS humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GMMS pAb de Coelho
Observações/Apelido	GATD7; GMPS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8833
GeneID	8833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 394-693 do GMPS humano (NP_003866.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49915
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo