

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gna11 (Pab) Para Wb, If/Icc E Elisa - P29992

Número do item: CM0018782



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GNA11 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta GNA11 endógeno (~42 kDa) e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de GPCR e proteínas G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNA11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2767
GeneID	2767
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do GNA11 humano (NP_002058.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29992
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo