

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnai3 Para Wb E Elisa - P08754

Número do item: CM0014935



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GNAI3 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Tem como alvo o epítipo N-terminal. Para pesquisa de sinalização de GPCR e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNAI3 Coelho pAb
Observações/Apelido	87U6, HG1A, ARCND1, ARCODS, GNAI3
Espécie	Humano
ID do Gene	2773
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GNAI3 humano (NP_006487.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P08754
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Saco de gelo